

기적의 파스요법 창시자

남산스님의 기혈수비법

괄사 · 발란스 테이핑



물소뿔 괄사 10cmX7cm(15,000원) 물소뿔로 제작된 괄사는 수공으로 직접 만들어 부작용이 없다. 관절염과 비만, 변비, 붓살, 혈액순환, 당뇨, 고혈압, 천주봉 제거에 괄사를 사용하는 방법은 아래쪽으로 자연스럽게 45도 각도로 끌어주면 된다. 또한 굵은 자리에 붉은 피멍이 드는 것은 부작용이 아니라 나쁜 사가 나오는 것으로 며칠이 지나면 사라진다. 매일 30회씩 괄사를 피부 안쪽에 서 바깥쪽으로 끌어주면 된다.




발란스 테이핑 5cmX10m(25,000원) 정형외과나 한의원 등에서 많이 쓰이는 테이핑 요법이다.



테이핑을 붙이기 전에 부위에 따라 15cm 간격으로 잘라놓고 어깨걸림, 관절, 오십견, 좌골신경통, 근육통 등은 위에서 아랫방향으로 안쪽에서 바깥쪽으로 붙여주어야 한다. 또한 피부를 깨끗하게 닦은 뒤 사용하는 것이 효과적이다.


화제의 신간



저자 남산스님 변형신국문 활자/ 값 10,000원

기혈수비법이란?

'기적의 파스요법' 창시자로 유명한 남산스님이 이번에 몇 십년 동안 대체의학 방면으로 꾸준히 연구하고, 많은 사람들에게 실증을 하여 얻은 결론들을 토대로 기혈수비법을 공개한 다고 해 화제가 되고 있다. 기혈수비법 중에는 고혈압과 관절염을 가정에서도 쉽게 해결하는 방법과 위장병 당뇨병 왜 못고치는가? 아픈 대로 먹고 운동 안해도 붓살이 빠지는 비법을 위주로 구성되었으며 집에서 간단하게 혼자서도 할 수 있는 방법들을 제시하였다.



국부카르마 문의: 080-999-1080 우체국 601161-01-005632(예금주: 불타입)



관음기도 영험도량 대한불교 조계종 천주산 천주사

한글주소: 천주사

참 생명의 모습을 나눌 수 있는 영원(永遠)의 길지(吉地)! "하늘을 바치는 산" 이라고 하는 천주산(天柱山), 천주봉(天柱峰) 아래 천주사(天柱寺)!

천주산(天柱山)은 '하늘을 받치는 산' 또는 '하늘을 여는 산' 이라고 불리고 있습니다. 바라보면 그냥 오르고 싶어집니다. 이는 무한히 전진하고 발전하고자 하는 우리의 이상과 기상이 활달 자재한 대광명의 세계에 이르고자함입니다. 천주산 천주사는 중생의 막힌 삶의 모든 부분을 부처님의 지혜와 관음보살의 대자비로써 밝고 환하게 열어 줄 것입니다.

■ 천주사에 전화 주시면 찾아오시는길을 자세히 안내해 드립니다. (소요시간 : 서울 2시간 30분, 대구 1시간 30분, 부산 4시간)

성지순례 사찰

홈페이지 www.chunjusa.org에 들어오시면 자세히 보실 수 있습니다.

■ 기도문의 안내 : TEL 054)553-0336 / FAX 054)553-0784 경북 문경시 동로면 간송리 산 257-1번지



경북 문경에 위치한 가족 납골당 묘원 천주산 천주사 관음영탑 공원



더 이상 명당(明堂)을 찾거나 묘지(墓地)문제로 근심 걱정하는 일 없이 자손만대(子孫萬代)로 이어지는 효(孝)의 실천(實踐)을 이룩하기 위한 천주산(天柱山), 영산(靈山), 명지(明地)의 관음영탑묘원(觀音靈塔墓園) 우주일심(宇宙一心)이요, 천지일심(天地一心)이며, 세계일심(世界一心)이니, 자타(自他)가 곧 한마음이라 영(靈)과 육(肉)이 또한 둘이 아니니 생사가 본래 둘이 아닌(生死佛二)까닭입니다.

영탑은 불교스님들의 장례법으로 천주산 천주사에서 영탑을 조성하여 일반인에게 분양하고 있습니다.

◆ 분양 안내 : TEL 054)553-0336 / FAX 054)553-0784

태(胎)중 아기(낙태 · 유산) 영가 49재 천도재

영가천도전문도량 약천사 약천사 양력 10월 20일(토요일)

태(胎)중 아기 지장보살님을 봉안하고 성심껏 기도하여 아기영가가 편안하고 업장소멸하기를 기원합니다.



불교에서는 낙태를 명백한 살인이라고 규정합니다. 부모의 인연으로 만나 생겨난 아기인데도 별다른 양심의 가책도 느끼지 않고 아기를 지워버리는 일이 너무나 흔히 일어나고 있습니다. 생명을 가진 태중아기는 부모가 낙태를 생각하는 순간부터 불인과 긴장으로 몸을 움츠리며 살고자 하는 모습을 보인답니다. 낙태한 태중아기 영가를 위해 부모가 진실된 마음으로 참회하고 참회한다면 스스로 지은 악연의 고리도 끊어져 새로운 인연으로 거듭나는 기회가 될 것입니다. 찾아드는 인연을 거부하고 '나'의 편리를 위해 '나'에게 의탁한 생명을 지워버리는 것입니다. 그러나 태중아기는 엄연한 생명이고, 그 생명을 끊은 낙태의 결과는 생각 이상으로 무섭습니다. 자신이 원했던 원하지 않았던 자신의 결정으로 세상에 나오지 못하고 죽어간 태중아기를 위해 진심을 다한 참회를 하여야 합니다.

엄마, 아빠가 태중아기를 위해 직접 기도하며 관육의식을 하실 수 있습니다.

- 일 시 : 2007년 10월 20일 토요일 오전 11시 (음. 9월 10일)
- 장 소 : 약천사 법당
- 기도입재(초재) : 양력 10월 20일 (음. 9월 10일)
- 3재 : 양력 11월 3일 (음. 9월 24일)
- 기도회향(막재) : 양력 12월 1일 (음. 10월 22일)
- 기도 동참비 : 태중아기 지장보살 봉안비 30만원, 49재 (당일 천도재는 별도상담)
 - ※ 위폐비, 아가웃 (무료)
- 준 비 물 : 사탕, 과자, 분유(우유) 등
 - ※ 7재 회향에는 태중아기 지장보살 관육을 합니다. (베제적삼, 양말, 신발, 장난감 등 준비)
- 입금계좌 : 농협 075-02-390890 | 국민 353-24-0119-724 | 예금주 : 이순수
 - ※ 자세한 내용은 전화주시면 직접 안내하여 드립니다.

태중아기 영가 천도 방법

- 1) 성심을 다해 참회하여야 합니다.
- 2) 49재를 올려서 천도에 주어야 합니다.
- 3) 지장경을 독송해 주어야 합니다.
- 4) 지장보살상을 사들 시는게 좋습니다.
- 5) 부처님을 조성해 드리면 더욱 좋습니다.
- 6) 태중아기 영가를 위해 등을 밝힙니다.
- 7) 대승보살계를 받게 하시면 좋습니다.

서울 노원구 중계 4동 450번지 삼정빌딩 4층 약천사 자운 합장 02)3391-8523 / 011-9002-8523

전선(케이블) - 대한불교천태종 광수사 법당 ※ 이제는 법당 연등 설치도 버튼 하나로 해결하세요.



자동 승강 장치(등표 조정 작업)




연등 자동 승강장치 작동




외부에 시공된 전선케이블

찬덕연등에서는 KS케이블을 사용하여 가장 안전하게 전문 기술인에 의해 직접 감독 시공합니다.



LED 인등



영구위패

찬덕연등이 개발한 새로운 개념의 신상품 영구위패 · LED 인등 · LED 전구

아름다운 등



칼라(보카시)연등




공단등



팔각봉축접등

※ 사찰명 인쇄 시 30일 전에 전화신청 해 주십시오.



부산 해운대 법륜사 법당



남양주 영도암 인등



군산상주사 위패



청사초롱

- 기존 전기요금의 10% 정도가 소요
- 열 발산이 적어 화재의 위험성이 적음
- 불빛이 사방으로 퍼져 화려한 밝기가 특징
- 사찰에서 원하는 규격에 맞추어 제작해 드림



찬덕연등

경기도 하남시 교산동 132-1 / 전화: 031) 792-6288, 794-4055 / 팩스 : 031) 794-6288 www.chanduk.com / 취급품목 : 연등 · 주름등 · 전선시공 · 영구위패 · LED인등 · LED전구